


Accessoires de positionnement MOOBA®



Rond de tête - MOOBA 201

En mousse à mémoire de forme SAF beige, le rond de tête est idéal pour la prévention et le maintien de la tête du patient alité. Ce produit peut être aussi utilisé pour mettre un talon en décharge complète.
Diamètre 18 cm - épaisseur 7 cm



Repose-tête moulé préformé - MOOBA 203

Cette côle de positionnement de la tête assure un bon maintien et évite les douleurs ou la fatigue musculaire grâce au soutien préformé du cou.
Dimensions : 24 x 24 - h 10 cm avec forme


Références rapides

La gamme MOOBA® est un ensemble de produits de positionnement en mousse avec un film de surface polyuréthane seconde peau.

Ces positionneurs répondent aux besoins de l'ensemble des services qui cherchent un produit sûr, facile et rapide à mettre en place, et simple à nettoyer.

La gamme MOOBA évolue constamment aux contacts des professionnels et de leurs demandes. Notre souplesse et technicité de fabrication, nous permet d'apporter rapidement une solution lorsqu'un nouveau besoin se fait sentir.

Le positionnement adapté du patient alité est le complément indispensable du support de prévention et du nursing chez les patients à très haut risque pour garantir la prévention maximale.



Cales d'abduction - MOOBA 400 & MOOBA 401

Côle d'abduction pour la protection des genoux et des jambes chez les patients au fauteuil et/ou au lit. Ces côles sont préformées sur les côtés pour s'adapter à la forme des jambes

MOOBA 400 : avant 8 - arrière 14 - côtés 14 - h 9 cm


MOOBA 401 : avant 14 - arrière 19 - côtés 15 - h 16 cm



Cales d'abduction pour lit MOOBA 402

Côle d'abduction spécialement adaptée aux patients alités. En mousse extratendre pour ne pas blesser le patient même lors d'une utilisation journalière.

Avant 5 - arrière 40 - côtés 40 - h 10 cm




Triangles coupé et bas - MOOBA 630 & MOOBA 631

Polyvalents, ces deux triangles vous offrent une multitude de choix de positionnements dans toutes les situations et sur tous types de support : table, lit, chariot, ...

MOOBA 630 : triangle coupé 30 x 25 cm / h 5 à 10 cm

MOOBA 631 : triangle bas 30 x 25 cm / h 0,5 à 10 cm



Rouleaux positionnement MOOBA 610 & MOOBA 611

Nos rouleaux sont adaptés pour le positionnement du patient en position allongée en offrant la protection d'un maximum de nerfs en supination. Ils sont proposés en 2 longueurs

MOOBA 610 : diamètre 14 - longueur 40 cm

MOOBA 611 : diamètre 14 - longueur 60 cm

