

## Baignoire EXCELL'HANSE

### CARACTERISTIQUES

- Pas une baignoire mais un ensemble !
- Un fauteuil parfaitement adapté pour le transport des personnes dépendantes de la chambre vers la salle de bain.
- Un élévateur intégré pour un passage sans heurt et sans difficulté dans la baignoire et surtout un système de tourbillons automatisé de toute la partie immergée du corps de la personne.
- Ainsi, pour le personnel plus de manipulations contraignantes et pour les résidents plus de mobilisations parfois difficiles contact direct sur le bas du corps.
- Son atout :  
Très grande facilité d'utilisation  
Non seulement pendant le moment du bain mais aussi durant l'ensemble du transfert, un rapport beaucoup plus convivial surtout un bien-être sans égal pour ce dernier.

### MODELES

- Système de bain 95  
Longueur de la cuve de la baignoire = 95 cm Réf. : 510.309/310/331
- Système de bain 125  
Longueur de la cuve de la baignoire = 125 cm Réf. : 510.312/310/331
- Système de bain 125 TL  
Baignoire identique au modèle 125 avec porte latérale(sans élévateur intégré ) Réf. : 510.314/310/331

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- |  |   |
|--|---|
| ■ Dimensions :<br>Modèle 95 Modèle 125<br>Longueur extérieure 150 cm 180 cm<br>Largeur extérieure 72 cm 72 cm<br>Hauteur 94 cm 94 cm | ■ Electricité 220V – 50HZ – 10A   |
| Raccordement :   | ■ DIMENSIONS REQUISES POUR LA BAIGNOIRE :<br>EXCELL'HANSE 95 EXCELL'HANSE 125<br>Minimum : 1.85 x 2.45 m 1.85 x 2.80 m<br>Idéal : 2.65 x 3.00 m 2.65 x 3.35 m |
| ■ Arrivées d'eau chaude et d'eau froide 20/27 sortie mâle  | ■ Marquage CE - Fabrication ISO 9001 - EN 46001   |
| ■ Evacuation d'eau diamètre 50 mm  |   |

### MODELES

- Baignoire EXCELL-HANSE 95
- Baignoire EXCELL-HANSE125
- Baignoire EXCELL-HANSE 125 TL