

2.5

SIÈGES DE POSITIONNEMENT

Siège **Souplesse**  
monté sur **Tatoo**

## Souplesse

Adulte &amp; Adolescent

Le siège **Souplesse** épouse parfaitement la forme du dos et permet de corriger finement la position grâce aux multiples réglages en tension de sa dossière souple.

Le **dossier** réglable en inclinaison est monté sur glissière. Cette **glissière** permet un réglage continu de la profondeur d'assise.

Son **assise** est composée d'un coussin tri-couche permettant une répartition des pressions sous les ischions et le coccyx ainsi que des grands trochanters grâce à sa mousse viscoélastique.

Des **cale-tronc** souples positionnés sur velcro® permettent un maintien du tronc en assurant une légère mobilité.

Des **appuis pelviens** réglables en largeur permettent de stabiliser le bassin.





Une **butée d'abduction** permet d'aligner les segments jambiers.

Un **coussin anatomique "Equilibre"** répartissant les pressions peut être monté en option.

Un **kit d'adaptation** permet le montage du siège **Souplesse** sur les fauteuils électriques Tatoo ou Kariboo.

### Dimensions (cm)

	Adulte/Adolescent
Profondeur d'assise	31 à 48
Largeur d'assise	30 à 44
Hauteur dossier	50

Coussin anatomique  
"Equilibre" (option)Cale-tronc  
sur velcro®Faisceau de sangles de  
réglage de la dossièreLever de  
commande  
de la glissière