

Clinisert 2™

Matelas modulaire en mousse à réduction de pression.

Mousse haute résilience

Les cubes de mousse haute résilience se compriment indépendamment pour se conformer à la morphologie du patient. Le poids du patient est alors redistribué ce qui implique une réduction de pression sur les parties vulnérables tout en améliorant le confort du patient.

Coût adapté

L'insert, le matelas de base ainsi que la housse peuvent se remplacer séparément et évite alors le rachat d'un matelas complet.

Housse Esprit HR®

Le matériau qui constitue la housse Esprit HR est ultra-extensible :


- Réduit les frictions et cisaillements.
- La housse en PU entièrement recouvrante est imperméable aux liquides, les coutures thermo-soudées évitent les problèmes de désagréments¹.
- Un simple nettoyage de surface de la housse suffit entre 2 patients, le matelas est ainsi immédiatement disponible pour un nouveau patient.
- La manipulation du patient est ainsi facilitée.
- Réduit le risque de lombalgie du personnel soignant².

Performance

Hill-Rom garantit la performance de la mousse pendant 5 ans et 4 ans pour la housse Esprit HR.

www.hill-rom.com

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland+49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia+39 02-950541



Données techniques

Matelas (autres tailles disponibles, nous consulter) :

Longueur : 199 cm
 Largeur : 85 cm
 Hauteur : 15,5 cm
 Poids : 12,5 kg

Inserts (varient en fonction de la taille du matelas) :

Longueur : 199 cm
 Largeur : 69 cm
 Hauteur : 7,5 cm

Densité :

Insert Haute Résilience :40 kg/m³

Poids max. recommandé du patient : .. 130 kg

Poids min. recommandé du patient : 40 kg

Désinfection :

Désinfection de la housse grâce à un nettoyage de surface avec une solution d'Hypochlorite à 1000 ppm.

Conformité aux normes feu :

EN 597 1&2, crib 5, BS 6807 I.S.5, BS 7177 I.S.5, BS 5852 I.S.5, GPEM D1 bis-89, GPEM D1 90 (class A &D).

CE MDD 93/42/EEC pour dispositifs médicaux de classe 1.

Clinisert 2 est :

Radio-transparent, antistatique, sans latex et hypoallergénique.

Références:

1. Tropical test BS 3424 Part 12 Method 14C.
2. Tracey C. (1998) Cashing in on the benefits offered by total bed management. British Journal of Health Care Management. Vol.4 No12.

Suisse/Schweiz+41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)021/706 21 38
 Österreich+43 (0)2243 / 28550
 Ireland+353 (0)1 413 6005
 Iberia+34 (0)93 6856000

Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Export ...Contact your local Hill-Rom distributor or call:
 Europe:+33 (0)2 97 50 92 12
+33 (0)4 67 04 64 04
 Other:+1 812 934 8173

Clinisert 2™ est une marque déposée de la société Hill-Rom Services, Inc. Toutes les autres marques utilisées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif. Hill-Rom se réserve le droit d'apporter toute modification dans la conception, les caractéristiques ou les modèles sans préavis préalable. La seule garantie octroyée par Hill-Rom est la garantie écrite explicite consentie sur la vente ou la location de ses produits. © 2004 Hill-Rom S.A.S. - TOUS DROITS RESERVES.

USA & Canada

Western & Eastern Europe

Middle East / Africa /

Sub Indian Continent

Asia Pacific

Hill-Rom
 A HILLENBRAND INDUSTRY