



# AURA

## Coussin dynamique d'aide à la prévention et au traitement des escarres

Permet aux patients de profiter des bénéfices de la position assise (amélioration des fonctions respiratoires, cardiaques, circulatoires, etc.) tout en assurant la continuité des soins.


*L'efficacité du coussin Aura est confirmée par un excellent index de soulagement des pressions.*

*Dans l'exemple ci-contre, au cours du cycle dynamique de 10 mn, les pressions maximum d'appuis sont de courte durée (30% du cycle) et d'un niveau relativement faible par rapport à un coussin standard.*

*Ces pressions d'appuis restent ensuite très basses sur une longue période et libèrent le flux sanguin.*

### RÉDUCTION DES PRESSIONS D'APPUIS

AURA ®: CAS D'UNE FEMME: POIDS 49 KG, TAILLE 1.61 M, BMI 18.5. ISCHIONS.



Dimensions :	455 x 470 mm
Épaisseur gonflée :	50 mm
Poids maxi du patient :	120 kg
Garantie :	18 mois



rapide



Sécurité: alarmes visuelles et sonores



Housse amovible, lavable en machine



Installati

◀ POSITIONNER LA SOURIS SUR LES IMAGES POUR FAIRE DÉFILER LES CARACTÉRISTIQUES ▶