

Quand le corps trahit l'esprit ...

Références rapides

S'utilise pour lever et transférer des patients du lit, des toilettes ou du fauteuil roulant. Modèle Breveté.

Référence	Produit
7100	ReTurn - complet
7225	Poignée en U pour ReTurn
6033	ReTurnBelt - taille S
6034	ReTurnBelt - taille M
6035	ReTurnBelt - taille L
7500	ReTurn light



Ross
ReTurn



Ross
**ReTurn
Light**

Poignées en U (en option) pour offrir des choix de prises en mains multiples.

L'inclinaison du produit permet la stimulation des mouvements naturels du corps.

Forme adaptée pour venir au plus près des toilettes, lit, fauteuil ...

Poignées réglables en hauteur.

Supports de jambes réglables pour sécuriser le transfert.

Base avec centre de gravité près du sol et 6 roues pour se déplacer facilement en toute sécurité. Rotation facile même quand la place est limitée.


2 roues avec freins.

De mauvaises jambes ne signifient pas que les bras sont faibles.

ReTurn est un dispositif d'aide au transfert, qui en plus fera office d'appareil d'entraînement. Pour les utilisateurs qui ont quelques forces dans les bras, le ReTurn stimule leurs mouvements naturels et renforce leur corps. C'est le dispositif idéal en rééducation. L'utilisateur peut aussi rester plus longtemps au domicile en ayant besoin de l'aide d'une seule personne.

ReTurn propose un transfert sûr et actif pour un patient debout transféré vers un lit, un fauteuil roulant ou les toilettes. L'utilisation est aisée pour le soignant sans impression de soulèvement. ReTurn roule facilement, même avec un patient lourd et permet de laisser le fauteuil roulant loin du lit ou des toilettes.

C'est une nouvelle façon de voir les choses : une base de transfert différente d'un disque tournant mais sans l'investissement d'un lève-patient motorisé.



Forme de la base et angle adaptés à un positionnement correct devant les toilettes ou un fauteuil roulant.

En option, ceinture ReTurnBelt pour sécuriser les transferts.