


## **5 CISEAUX DOUBLE CONTROLE POUR INITIATION**

La poignée double permet au thérapeute et au patient de couper simultanément. Ainsi, le thérapeute assiste et contrôle le travail effectué par le patient. Le thérapeute peut également enseigner à son patient comment contrôler le ciseau et le guider, tandis que le patient apprend l'action d'ouvrir et de fermer les lames. Les lames sont disponibles avec pointe arrondie (de 45mm), ou pointue (de 75mm). Disponible pour main gauche (poignées vertes) ou droite (poignées bleues).

	<b>Pointe</b>	<b>Longueur de la lame</b>	
<b>AA6741R</b> Main droite	Arrondie	45mm	
<b>AA6741L</b> Main gauche	Arrondie	45mm	
<b>AA6742R</b> Main droite	Pointue	75mm	
<b>AA6742L</b> Main gauche	Pointue	75mm	