

Cellis Vocal

Ce nouveau pèse-personne électronique parlant est très simple d'utilisation :

Appuyez légèrement sur votre touche mémoire personnelle (par exemple mémoire 1) pour mettre en marche l'appareil en mode mémoire. L'appareil affiche et annonce "Mémoire 1".

Lorsque l'écran indique 0.0, le pèse-personne dit : "Prêt / Montez sur la balance". Montez sur le plateau et restez immobile quelques instants.

Le poids affiché est énoncé : "Votre poids est de ... kg".

Descendez du plateau et patientez quelques secondes ; la différence entre votre poids actuel et votre dernier poids mémorisé apparaît. Votre pèse-personne vous annonce : "Vous avez perdu ... kg" ou "Vous avez pris ... kg".

Le pèse-personne s'éteint automatiquement.

Caractéristiques techniques

- Portée maximale : 150 kg
- Précision : 100 g
- 4 mémoires
- 4 langues : français, anglais, allemand, espagnol
- Volume réglable : muet - bas - élevé
- Ecran LCD de 27 x 49 mm
- Dimensions : 32,4 x 32,4 x 3 cm
- Design plat et carré, facile à ranger
- Fonctionne avec 4 piles 1,5 V LR 03 fournies
- Garantie : 2 ans

