



## LIT-DOUBLE "VALENTIN" - SÉRIE 4960

---

**Marquage "CE", suivant la directive 93/42 CEE  
Conforme aux directives de la norme NF EN 60601-2-52**

➤ **Equipement électrique avec degré de protection : CLASSE 2 / TYPE BF / Protection IP 66 ;**

➤ **CHARGE de FONCTIONNEMENT en sécurité = 320 kg (patient + matelas + accessoires du lit) ;**

➤ **MASSE du PATIENT maximale = 270 kg ;**

➤ **Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique (système par croisillons)**

- hauteur minimum : 34.50 cm ;
- hauteur maximum : 73.50 cm ;

➤ **Piètement en tube (50 x 30 mm), traité aux poudres époxy «GRIS 7035» ;**

➤ **PIÈTEMENT DÉCLINABLE en 2 VERSIONS :**

- Equipé de **4 ROUES** à frein,  $\varnothing$ 125 mm ;
- Sur **PATINS** (sans roues) avec **HABILLAGE BOIS**

➤ **Sommier en tube, 40 x 30 mm, non divisible, équipé de LATTES METALLIQUES SOUDEES. Traité aux poudres époxy «gris aluminium», il est équipé de :**

- Dispositif bilatéral pour potence, en angle sur le sommier ;
- 2 Dispositifs pour tige porte-sérum.

➤ **DOUBLE -SOMMIER DÉCLINABLE en 2 LARGEURS :**

- largeur **140 cm** (2 x 70 cm)
- largeur **160 cm** (2 x 80 cm)

➤ **Double relève-buste électrique ;**

➤ **Double relève-jambes manuel ;**

➤ **LIT LIVRE sur KIT de TRANSPORT.**

### **FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES & ACCESSOIRES :**

- RELEVE-JAMBES ELECTRIQUE ;
- PLICATURE ELECTRIQUE des genoux avec relève-jambes ;
- FREINAGE CENTRALISE des 4 ROUES (dans le cas d'un piètement à roues) ;
- Potence (finition époxy) ;
- Tige porte-serum ;
- Galeries pliantes, fixation par cames (finition époxy) ;
- Flexible pour télécommande ;
- DOSSERETS BOIS HOTELIERS ;
- MATELAS GAUFRIER (largeur 70 et 80 cm) / Drap housse polyuréthane ;
- MATELAS à MEMOIRE de FORME (largeur 70 et 80 cm) / Drap housse polyuréthane ;



LIT -DOUBLE "VALENTIN" XXL, sur PATINS  
présenté avec dossierets bois "ACACIA"



VARIANTE :  
PIETEMENT sur ROUES.



EXEMPLES de DOSSERETS adaptables sur le LIT "VALENTIN" :

\* "LOUIS-PHILIPPE", teinte Merisier

\* "ACADIA", etc...