
MODENA



Présentation Produit

Prévention très hauts risques et aide au traitement de l'escarre stade 1 à 4.

[contact](#)

[imprimer](#)

En savoir plus**Compresseur :**

Dimensions : L.33 x l.14 x H.21 cm

Poids : 5.2 kg

Matelas :

Dimensions : L.195 x l.90 x H.25 cm

Détails techniques

- * Matelas avec compresseur équipé de fonctions de sécurité par alarmes (sonore et lumineuse).
 - * L'adaptation au poids et à la position du patient est **réglable** grâce à un bouton sécurisé.
 - * L'ensemble MODENA est destiné aux patients dont le poids se situe entre 40 et 180 kg.
 - * Le compresseur fonctionne :
 - en **mode dynamique** pour la prévention et l'aide au traitement,
 - en **mode statique basse pression** si l'alternance n'est pas souhaitée,
 - en **mode soins** pour des soins avec retour automatique en mode dynamique au bout de 30 min.
 - * Le matelas (fourni dans sa housse) se pose directement sur le sommier du lit.
 - * Il est composé de deux couches d'air indépendantes :
 - partie inférieure** : trois compartiments interchangeables alimentés en mode statique permanent.
 - partie supérieure** : 24 compartiments interchangeables par série de 8 alimentés en mode statique ou dynamique.
 - * CPR externe accessible sur le tuyau d'alimentation (sur le modèle Hôpital).
-