



Présentation Produit

Prévention hauts risques et aide au traitement de l'escarre stade 1 à 3.

[contact](#)

[imprimer](#)

En savoir plus

Compresseur :

Dimensions : L.33 x l.14 x H.21 cm

Poids : 5.2 kg

Surmatelas avec mousse :

Dimensions : L.195 x l.90 x H.25 cm

Détails techniques

* Matelas avec compresseur équipé de fonctions de sécurité par alarmes.

* L'adaptation au poids et à la position du patient est réglable grâce à un bouton sécurisé.

* Le compresseur fonctionne :

en **mode dynamique** pour la prévention et l'aide au traitement,

en **mode statique basse pression** si l'alternance n'est pas souhaitée,

en **mode soins** pour soins avec retour automatique en mode dynamique au bout de 30 minutes.

Le compresseur est équipé d'alarmes sonore et lumineuse en cas de coupure secteur, fuite d'air, passage en mode statique.

* L'ensemble NAEMA est destiné à des patients dont le poids est compris **entre 40 et 160 kg**.

* Le matelas (fourni avec base mousse et housse) se compose de deux niveaux :

Partie inférieure : base mousse de 5 cm d'épaisseur,

Partie supérieure : 24 compartiments interchangeables par série de 8, alimentés en mode statique ou dynamique.

Dimensions : L.195 x l.90 x H.18 cm

* CPR accessible sur le tuyau d'alimentation sur le modèle hôpital.