

## Baignoire Sirocco®

**Le patient peut s'installer et sortir du bain lorsque la baignoire Sirocco® est remplie. Elle permet de prendre un bain sans attente et évite les chocs thermiques pour les personnes sensibles. Elle facilite le bain de tout le corps en position allongée. En position assise, la baignoire est très spacieuse et profonde.**

**👉 Grâce au siège intégré, les patients à mobilité réduite améliorent leur autonomie et peuvent entrer sans aide dans la baignoire en position basse.**

Le siège fixe intégré, de forme anatomique, est équipé d'une assise tournante. Sa faible



**Poir**  
👉 surfi  
lisses e  
👉 cuve  
une sei  
de dépi  
👉 bec  
réducti  
👉 cale-  
cuve at  
👉 téléc  
👉 supç  
facilitar  
👉 plus

Livré en standard sans mitigeur thermostatique de remplissage et sans repose tête.