

Quand le corps trahit l'esprit ...

Ross
FlexiBelt

Ross
EasyBelt

Ross
ReadyBelt

L'intérieur des EasyBelt est en polyester traité anti-dérapant et résistant aux salissures et à l'humidité.



Poignées ergonomiques pour assurer la meilleure prise en main possible.

Bordures renforcées pour une longue durée de vie.

La sangle est longue et facilement ajustable.

La fermeture rapide : sécurité, facilité et rapidité d'utilisation.

Tissu extérieur en nylon renforcé pour garantir une longue durée de vie au produit.

Poignées verticales et horizontales pour un accès facile en toutes situations.



La fixation de chaque poignée est renforcée.

L'intérieur est traité pour ne pas glisser.

Le tissu intérieur est doux pour que la ceinture soit très confortable (en nylon sur les EasyBelt pour des utilisations en milieux salissants).

Le plus souvent une simple prise à la taille est tout ce dont on a besoin.



Pour de nombreux transferts, une aide manuelle ferme apportée au patient est suffisante. C'est ici que nos ceintures entrent en scène. Elles sont utilisées quand les patients se lèvent, vont au fauteuil, au lit, s'assoient, vont à la toilette, en voiture, ... Il s'agit d'un accessoire simple qui apporte un support ferme, quand cela est nécessaire.

Nos ceintures sont faites pour être portées, aussi bien par le patient que par le soignant. Elles comportent des poignées robustes, verticales et horizontales, pour fournir des prises fermes dans des situations variées. Quand elle est portée par le soignant, la ceinture offre au patient un excellent support qu'il peut agripper pendant le transfert. Les détails de nos finitions vous garantissent un confort qui permet de les porter longtemps sans douleur ou gêne, des poignées travaillées pour une prise en main facile sans effet de cisaillement et des coutures renforcées pour une durée de vie la plus longue possible.

Dans le cas de transferts lourds ou difficiles, la ceinture peut être combinée à d'autres accessoires de notre gamme. Les transferts assis peuvent être effectués à l'aide d'une planche (page 12) ou d'un matelas de glisse (page 11). Pour les actions, telles que lever et asseoir, le disque de transfert (ci-contre) et la ceinture sont parfaitement adaptés à un travail conjoint. Enfin, pour sécuriser au mieux toutes les actions qui concernent des personnes de petite taille, nous conseillons l'utilisation des ceintures avec un support FootStool (page 12).

Le concept R.E.T.S.® : la réelle efficacité du transfert simple