

## *Logiciels spécialisés > Etiquetage vocal des codes barres produits et médicaments de la vie courante SonoStick et SonoMedocs*

### **SonoStick : étiqueter vocalement tous ses articles**



Le principe consiste à passer le lecteur code barre sur le code barre existant de l'emballage produit. Si le produit ne contient pas de code barre, vous pourrez coller des étiquettes code barre au format SonoStick. Puis une fois reconnu vous disposez d'un temps d'enregistrement pour énoncer l'intitulé de l'article ou le taper avec le clavier AZERTY.

Pour retrouver le produit, il suffit ensuite de passer le lecteur code barre et d'écouter votre enregistrement.

### **SonoMedocs : pour ne pas se tromper de médicament**

Grâce à sa base de données médicaments intégrée (Sous réserve de disponibilité dans la base de médicaments (soit plus de 4000 références), SonoStick Médocs reconnaîtra les médicaments contenus dans votre boîte à pharmacie personnelle. Non seulement SonoStick Médocs vous énoncera le médicament en question mais il vous en fournira aussi la définition et la posologie.