

ALDRYS' EVOLUTION

Dégagement sous le lit optimisé:

La nouvelle synématique des croisillons permet d'optimiser le passage sous le lit.

Stabilité:


Cette conception unique procure une stabilité optimale du lit.

La courbure des croisillons permet d'accroître l'amplitude pour atteindre 56 cm.

Pratique:


Espace sous le lit complètement dégagé sur plus de 1,15m.

Roulettes 75 mm.



Le dégagement sous le lit permet une manipulation libre du lève personne.

Les pieds du lève personne ou d'une table à manger au lit circulent beaucoup mieux sous le lit.



2 versions:

2 fonctions et 3 fonctions électriques avec plicature des genoux.

Confort et sécurité:

Possibilité d'actionner simultanément le relève-buste et le relève-jambes pour la prévention du glissé avant.