

FICHE TECHNIQUE

- Dimensions (LxI x h) 1,2 m x 0,83 m x 0,9 m
- Cylindre pneumatique : 10 bar
- Poids de l'équipement : 48 kg
- Poids patient admis maximum 140 kg
- Taille patient 100-220cm
- Harnais taille universelle
- Norme CE 93/42 classe 1

Lieux d'utilisation
IEM, MAS, FAM, Hôpitaux, cliniques, SSR, CRF, handisport


Personne utilisatrice
Dispositif médical conçu pour des personnes (enfants ou adultes) souffrant de divers troubles de la marche de la posture ou de l'équilibre

Personnel utilisateur
Kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien

Appui antébrachiaux de série réglables en hauteur



Panneau de contrôle



QUALITÉS

Le EIK est un dispositif médical qui permet une reprise de la marche dès la phase précoce de rééducation, y compris lorsque la personne n'a pas les capacités à réaliser ces exercices. Il associe un système dynamique de mise en décharge du poids du corps, de maintien de l'équilibre et d'un mécanisme de contrôle des membres inférieurs. Entièrement adaptable et ajustable aux besoins du patient et de la thérapie, il est conçu pour des personnes souffrant de troubles de l'équilibre en position statique ou dynamique, d'une marche perturbée ou anormale, d'atteintes neurologiques (centrale ou périphériques), musculaires ou post-traumatiques.

NB : L'utilisation de ce dispositif avec un patient est soumise à l'autorisation du médecin de rééducation.

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : www.optionomy.fr
+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr