

**AUTOUR DU LIT => MATELAS CLINIQUE
04.5100 -- MATELAS CLINIQUE - HOUSSE PVC 15/100è**



**MOUSSE 24KG/M3 - 190 X 90 X 12 CM
HOUSSE INTEGRALE AVEC FERMETURE A GLISSIERE
LIVRE SOUS CARTON INDIVIDUEL**

COMPOSITION :

- * MOUSSE DE POLYURETHANNE 24 KG/M3
- * HOUSSE PVC 15/100è : PVC 176 GR/M2, RESISTANCE AU FEU M1

ENTRETIEN :

MOUSSE :

- EPONGE ET EAU SAVONNEUSE OU PRODUITS DESINFECTANTS
- NETTOYAGE VAPEUR SATURANTE SANS AJOUT DE FORMOL

HOUSSE PVC :

- LAVAGE A 90°C
- PAS DE CHLORE
- PAS DE SECHE-LINGE
- PAS DE REPASSAGE
- PAS DE NETTOYAGE A SEC

CONDITIONNEMENT : à l'unité

**STOCKER A L'ABRI DE LA LUMIERE ET DE LA CHALEUR, DANS UN ENDROIT SEC ET A PLAT.
LE MATELAS DOIT ETRE UTILISE PAR UNE SEULE PERSONNE.**

LA HOUSSE DE CE MATELAS EST DISPONIBLE SEULE SOUS LA REFERENCE 04.5250