

# Alèses de lit et de fauteuil

Les alèses de lit réutilisables sont composées de trois épaisseurs de tissu :

## Surface :

Tissu de contact matelassé

(100% polyester gratté matelassé - 80% coton et 20% polyester gratté)

## Intermédiaire :

Tissu à haute capacité absorbante (2 litres au m<sup>2</sup> - 60% polyester, 40% viscose)

**Dessous :** Barrière anti-humidité (vinyl satiné imperméable, laminé 100% polyester)

Le haut pouvoir absorbant du tissu intermédiaire (2 litres au m<sup>2</sup>) apporte sécurité et confort au patient.

Les alèses de lit sont lavables et réutilisables plus de 250 fois.



## Conseil d'entretien

Lavage à 60° C  
maximum 90° C.

### ALÈSE DE LIT IBEX

**Dessus :** 80% coton - 20% polyester

**Absorbant :** 60% polyester - 40% viscose

**Dessous :** vinyl satiné imperméable - tricot 100% polyester

**Réf. 25/20100** Dim. 84 x 85 cm

**Réf. 25/20105** Dim. 82 x 88 cm  
avec 2 rabats de 43 x 82 cm chacun

**Réf. 25/20120** Dim. 90 x 120 cm

**Réf. 25/20125** Dim. 90 x 120 cm  
avec 2 rabats de 43 x 90 cm chacun

### ALÈSE DE LIT DOUCEUR

**Dessus :** 100% polyester gratté - piqures matelassées

**Absorbant :** 60% polyester 40% viscose

**Dessous :** vinyl satiné imperméable polyester

**Réf. 25/20200** Dim. 85 x 88 cm

**Réf. 25/20205** Dim. 80 x 91 cm  
avec 2 rabats de 43 x 80 cm

### Réf. 25/20300 ALÈSE DE FAUTEUIL

Dim. 44 x 85 cm

**Dessus :** 80% coton - 20% polyester

**Absorbant :** 60% polyester - 40% viscose

**Dessous :** vinyl satiné imperméable

### Réf. 25/20330 ALÈSE DE SIÈGE

Dim. 40 x 60 cm

