

Pour des patients ayant un score de Norton inférieur ou égal à 14, avec un risque très élevé ou des escarres stade 3 et 4.



Description

Le système DYNAFLO 8000 est un support à air motorisé efficace pour la prévention et le traitement des escarres

- 2 modes de fonctionnement :

**Alternatif
Statique**

- **Réglage automatique** de la pression grâce à un microprocesseur intégré
- **Alarmes** visuelle et sonore en cas de chute de pression.

Avantages

- Simple d'installation
- Compresseur silencieux
- Facile à entretenir
- Cellules amovibles
- Mode transport

Système Cell in Cell

La principale innovation du système DYNAFLO 8000, porte sur le design de ses cellules Cell in Cell (2 cellules en 1) :

1 cellule interne, en circuit fermé, reste gonflée en permanence

1 cellule dans laquelle se déroule le cycle dynamique



Atouts

- **Confort** : les 3 cellules de tête restent statiques
- **Sécurité** : le système breveté cell-in-cell assure un support minimum pour le patient en cas de panne de courant
- Livrées de série :



1 cellule de décharge
talonnaire



1 cellule antiéquin