


Pour des patients ayant un score de Norton inférieur ou égal à 14, avec un risque très élevé ou des escarres stade 3 et 4.



Description

Le système DynaPro® est un support à air motorisé efficace pour la prévention et le traitement des escarres

- 2 modes thérapeutiques :
Dynamique
Statique
- 4 durées de cycles dynamiques
- Alarmes visuelle et sonore en cas de chute de pression
- Alarmes visuelle et sonore en cas de rupture de l'alimentation électrique

Avantages

- Simple d'installation
- Compresseur silencieux
- Facile à entretenir
- Cellules amovibles
- Mode transport
- Verrouillage des fonctions

Atouts

- **Confort** : les 3 cellules de tête restent statiques
- **Sécurité** : le système breveté cell-in-cell assure un support minimum pour le patient en cas de panne de courant
- Livrées de série :



1 cellule de décharge talonnière



1 cellule antiéquin

Système Cell in Cell

La principale innovation du système DynaPro®, porte sur le design de ses cellules Cell in Cell (2 cellules en 1) :

- 1 cellule interne, en circuit fermé, reste gonflée en permanence
- 1 cellule dans laquelle se déroule le cycle dynamique



- **Mode assise** pour plus de confort
 - **Mode surgonflage** pour faciliter les soins.
- Retour automatique au mode initial au bout de 20 minutes.

