



- Dépose de la base-plaque de fond facile (poids seulement 2,2 kg, ensuite fixation du siège par encliquetage)
- Entretien simple
- Siège de forme ergonomique confortable et sécurisante
- Assise relevable avec plaques latérales fixées avec un joint, (pas de risques de se pincer)
- Dossier réglable de 12° à 40°
- Dossier et colonne élévatrice déclinables séparément
- Dossier haut avec soutien optimal de la tête



Produit d'entretien pour matières plastiques

Cales



- Pour baignoires à haut rebord
- Parties latérales du siège de l'assise à bonne hauteur, sécurité dans le transfert
- Au choix cales 2, 4 ou 6 cm, set complet avec ventouses, cales, clips

Set cales + 2 cm
Code 29 13 60 00 6

Set cales + 4 cm
Code 29 13 60 00 7

Set cales + 6 cm
Code 29 13 60 00 8



- Pour entretien et nettoyage efficace
- Produit prêt à l'emploi

Code 29 13 60 01 6

Version professionnelle:
Produit concentré d'un kg
Code 29 13 60 05 8

Plaque pivotante LUNA



- Pour le transfert dans la baignoire
- Dessous avec surface antidérapante
- Dessus de l'assise bleu et confortable avec housse lavable et enlevable

Diamètre: 32 cm
Hauteur: 2,2 cm
Pour poids maxi: 130 kg

Code 29 13 60 06 1

Plaque de transfert latérale VIA



- Transfert par glissement et en pivotant
- Se pose sur le siège élévateur

Diamètre: 32 cm
Hauteur: 2,2 cm
Pour poids maxi: 130 kg
Longueur: 41,5 cm

Code 29 13 60 06 2